

新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) スパイク蛋白IgG抗体定量検査

検査項目名	検査方法	判定	
SARS-CoV-2 スパイク蛋白IgG抗体定量	CLEIA法	(-) 30 IU/mL 未満 (+) 30 IU/mL 以上	新規受託 項目※
SARS-CoV-2 スパイク蛋白IgG抗体	CLEIA法	(-) 0.80 S/CO 以下 (±) 0.81-0.99 S/CO (+) 1.00 S/CO 以上	旧受託 項目

※SARS-CoV-2スパイクタンパクの受容体結合ドメイン (RBD: receptor-binding domain) に対する抗体を定量的および定性的に検出する研究試薬です。

※本製品は、抗SARS-CoV-2免疫グロブリン(ヒト)の国際標準品であるWHO International Standard for anti-SARS-CoV-2、NIBSC code 20/136にトレーサブルです。

